

# MicroZentrifuge

MicroZentrifuge zum Zentrifugieren von Küvetten und Microvetten.  
Geringer Platzbedarf, ideal für den mobilen Einsatz oder in kleinen Laboren.

## Merkmale:

- **sicher**  
Keine Funktion bei geöffneter Schutzabdeckung.
- **einfach**  
Deckel schließen zum Starten, Deckel öffnen zum Beenden.
- **minimaler Platzbedarf**  
Passt auf jeden Arbeitsplatz.
- **leise**  
Ein leicht laufender Motor und die Gummifüße gewähren einen stabilen, Geräusch armen Betrieb.



## Rotor:

Der Rotor der MicroZentrifuge bietet Platz für bis zu 6 x 1,5/2,0 ml Küvetten. Über die mitgelieferten Adapter können auch Microvetten wie z.B. Eppendorfküvetten genutzt werden.

## Spezifikationen:

Zertifizierung	CE
maximale Geschwindigkeit	6.000 upm
Stromzufuhr	220V 50/60Hz 65mA
Rotor	6 x 1,5/2,0 ml + 2 Adapter für Microvetten
Produkt Maße	130 x 142 x 102 mm
Verpackungsgröße	250 x 180 x 150 mm
Gewicht	1.500 g
Farbe	schwarz